



WHIRL-PAK®

Filtration Group



WORECZKI STOJĄCE (STAND-UP BAGS)



UCHWYTY DO OTWIERANIA

- Dla łatwego otwierania
- Antypoślizgowy, teksturowany materiał Tyvek®

WYGODNY PASEK DO OPISYWANIA

- Sprawia, że etykietowanie jest szybkie i łatwe
- Dla lepszej organizacji i identyfikowalności

ROZKŁADANE DNO DO SAMODZIELNEGO STANIA

- Brak konieczności używania drogich i nieporęcznych butelek
- Pozwala użytkownikowi wykonywać czynności obiema rękami
- Bardziej wydajne rozwiązanie niż butelki
- Mądrzejsze podejście do zrównoważonego rozwoju



NIEZAWODNE, ODPORNE NA PRZEBICIE ZAMKNIĘCIE

- Taśma wystaje poza drut, eliminując ostre krawędzie i zapewniając pewny chwyt
- Druty utrzymują górę otwartą dla łatwego dodawania lub wyjmowania próbek
- Bezproblemowe, szczelne zamknięcie gwarantujące integralność próbki



STERYLIZACJA PO WYPRODUKOWANIU

- lepsza ochrona próbek
- perforowane zamknięcie zapewniające zachowanie sterylności



CZYSTA FOLIA POLIETYLENOWA

- Wyjątkowa przezroczystość
- Najwyższa wytrzymałość
- Sterylizowane po wyprodukowaniu
- Dopuszczone przez FDA do kontaktu



Bardziej wydajne niż butelki

**MNIEJ MIEJSCA W MAGAZYNIE • ŁATWA WYSYŁKA •
PRZYJAZNE DLA UŻYTKOWNIKA • NISKIE KOSZTY
+ Idealne do analiz: wody, owoców, mięsa i nie tylko**

Sterylnizowane woreczki do pobierania próbek Whirl-Pak® są wolne od enzymów R-Nase, D-Nase, pirogenów i BPH oraz spełniają wymogi regulacyjne i branżowe:



500 WORECZKÓW VS. 500 BUTELEK



GWARANTOWANA STERYLNOŚĆ
Wyprodukowano zgodnie z systemami zarządzania jakością ISO9001:2015

- ✓ Zajmują mniej miejsca na półce
- ✓ Łatwiejsza utylizacja
- ✓ Trwałe i odporne
- ✓ Niższe koszty wysyłki
- ✓ Wbudowane zamknięcie
- ✓ Niższy całkowity koszt użytkowania



CIAŁA STAŁE LUB CIECZE - SZCZELNE ZAMKNIĘCIE

KROK 1



Oznacz swoją próbkę, jeśli używasz woreczka z polem do opisywania.

KROK 2



Aby otworzyć, oderwij górną część wzdłuż perforacji.

KROK 3



Użyj uchwytów Tyvek®, aby otworzyć bez ryzyka zanieczyszczenia

KROK 4



Umieść próbkę w woreczku. Rozwiązanie idealne do cieczy i ciał stałych.

KROK 5A



Chwyc woreczek za uchwyty i zakręć (zwiń) 3 do 4 razy, aby utworzyć uszczelnienie.

KROK 5B



Albo złoż górną krawędź ciasno 3 do 4 razy, aby ją dokładnie zamknąć.

KROK 6A



Zabezpiecz zamknięcie, zagnij końce drutów na zewnątrz

KROK 6B



Albo połącz dwa końce drutów, aby je skręcić, zawiązać i schować!

greenpol dystrybutor
Instytut Kształtowania Środowiska
Sp. z o.o., +48 790 329 925
centrala@greenpol.pl, greenpol.pl



WHIRL-PAK®
Filtration Group

ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ:



whirl-pak.com



+1.920.568.5616



contact@whirl-pak.com